

COMMUNIQUE de PRESSE : Pour Publication Immédiate

Data Innovations-PGP : Ajout d'un "Watchdog" au Traçage et Contrôle des Températures.

6 mai 2009 - Bruxelles, Belgique : Data Innovations-PGP annonce la disponibilité d'une nouvelle fonctionnalité sur le dispositif d'alarme du système de Traçage et Contrôle des Températures (TCT). Le système de collecte et traitement des températures ne peut plus s'arrêter sans avertir. Dès que l'application, n'envoie plus son impulsion de présence pendant un temps déterminé, l'alarme se met en marche pour avertir l'utilisateur.

TCT - Traçage et Contrôle des Températures

TCT est une extension de (LPM) Laboratory Production Manager. L'application a pour fonction de collecter, enregistrer et vérifier les températures et autres mesures comme : Pression, % d'O₂, de CO₂, ... relevées au sein des éléments contrôlés.

TCT dispose d'un ensemble de fonctions d'avertissement de dérive, dont une alarme externe optionnelle.

Alarme

L'alarme externe est capable de sonner et de faire clignoter un indicateur lumineux.

Elle peut également, reporter l'alarme vers un système centralisé ou commander un dispositif extérieur comme une sirène, un cherche personne, ou tout autre dispositif.

Dans la pratique, par exemple, il a été réalisé des commandes de ventilateur extracteur en cas de baisse du taux d'O₂ pour renouveler l'atmosphère, etc

- NOUVEAU : Watchdog (Chien de Garde) ou Heartbeat

Connectée comme les modèles précédents au réseau de sondes, l'alarme détecte que l'application cesse d'envoyer sa signalisation de présence régulière pendant plus longtemps que prévu, elle se met en marche, considérant que le système fait défaut. L'utilisateur est dès lors averti que son intervention est requise.

L'adjonction de cette fonction ne remet pas en cause le mode de fonctionnement précédent qui consistait à activer le dispositif en cas de dépassement des valeurs de consigne des mesures une fois que ce dépassement a été considéré selon le paramétrage comme pertinent pour être signalé.

Pendant la durée de l'intervention corrective, il est possible de suspendre le signal sonore pendant 5min. par simple action sur le bouton "Snooze".

Mise à Jour

Une mise à jour depuis les versions antérieures est tout-à-fait possible à un coût réduit.

Pour plus d'information, veuillez contacter : europa-sales@datainnovations.com